

Kit Detector de Sêmen InSite®

Instruções

Procedimento simples

1. **Teste AP:** coloque 10 gotas de água destilada ou deionizada na superfície interna (manchada) do fundo da roupa íntima feminina, e deixe a água ser absorvida por pelo menos 1 minuto. Em seguida, abra um conjunto de fita de teste AP e pressione o elemento de papel interno do teste contra a roupa íntima por 5 segundos. Uma mudança de cor para roxo nos primeiros 60 segundos é um resultado POSITIVO. Se o teste der POSITIVO, prossiga para o teste PSA para confirmar a presença de sêmen. Se o teste der NEGATIVO, mas você suspeitar que possa haver algum traço de sêmen na roupa, realize o teste PSA mesmo assim.

Procedimento alternativo: envolva a parte inferior da roupa íntima molhada em uma haste com ponta de algodão molhada para que o algodão fique saturado com a solução. Depois pressione a ponta de algodão contra o elemento de papel de teste AP por aproximadamente 10 segundos. Uma mudança de cor para roxo dentro dos primeiros 60 segundos é um resultado POSITIVO. Este procedimento produz um ponto de fácil visualização, de alto contraste. Também evita deixar manchas na roupa.

2. **Teste PSA:** coloque 15 ml de água em um recipiente usando o conta-gotas fornecido. Depois coloque e retire o fundo da roupa íntima dentro do recipiente repetidamente, permitindo que a água seja absorvida, depois espremendo para retirá-la. Finalmente, torça o fundo da peça no recipiente. Coloque uma fita de teste PSA no recipiente e aguarde 10 minutos. (Não mergulhar além da linha de marcação.) Depois, remova a fita de teste e coloque-a em uma superfície limpa e seca. Leia a fita de teste após 10 minutos. Um resultado POSITIVO é indicado por duas linhas, como mostrado abaixo.

Procedimento alternativo: envolva o tecido manchado da roupa íntima molhada em uma haste com ponta de algodão molhada para que o algodão fique saturado. Depois mergulhe a haste em um pequeno recipiente contendo 25 gotas de água. Repita isto duas vezes. Faça o teste PSA como de costume. Este método preserva a mancha na roupa íntima, que depois pode ser enviada para análise de DNA.

Se você estiver testando absorventes íntimos (usados pela mulher durante o período menstrual), coloque 25 ml de água no copo (para um absorvente grande) ou 10 ml para um mini-absorvente. Depois coloque o absorvente no copo e remova-o repetidamente permitindo que o mesmo absorva água. Por último remova o absorvente do copo e descarte-o. Faça o teste PSA como de costume.

Se você estiver testando uma mancha em uma superfície (por exemplo, um banco de carro), esfregue a mancha com um pano molhado e coloque-o em um copo, permitindo que ele absorva a água, removendo depois. Finalmente, coloque o pano no copo. Faça isto 3 vezes. Faça o teste PSA como de costume.

OBSERVAÇÃO: recomenda-se o uso de luvas de látex para estes procedimentos.

