

Kit de detección de semen InSite®

Instrucciones

Procedimiento simple

1. **AP test:** coloque 10 gotas de agua destilada o desionizada en la superficie interior (manchada) de la entrepierna de la ropa interior femenina y deje que se remoje en el agua por lo menos un minuto. Después, retire la banda de la prueba AP y presione el componente de papel de prueba interior contra la entrepierna por 5 segundos. Un cambio de color a púrpura durante los primeros 60 segundos después del contacto significa una prueba POSITIVA. Si la prueba es POSITIVA, proceda con una prueba de antígeno prostático PSA para la confirmar la presencia de semen. Si la prueba es NEGATIVA, pero usted sospecha de la presencia de algún rastro de semen en la prenda, realice la prueba PSA de todos modos.

Procedimiento alternativo: Envuelva la prenda humedecida alrededor de un hisopo con punta de algodón húmeda para que el hisopo se sature con la solución. Después presione el hisopo contra el componente de papel de prueba AP durante 10 segundos aproximadamente. Un cambio de color a púrpura durante los primeros 60 segundos después del contacto significa una prueba POSITIVA. Este procedimiento produce una mancha de alto contraste y fácil visualización. También evita dejar manchas en la prenda.

2. **Prueba PSA:** coloque 15 ml de agua en una taza de café usando el gotero suministrado. Después adhiera la porción de la entrepierna de la ropa interior dentro de la taza y extráigala sumergiéndola repetidamente en el agua para enjuagar y estruje después. Finalmente, estruje la entrepierna dentro de la taza. Coloque una banda de PSA dentro de la taza y espere 10 minutos. (No la sumerja más allá de la línea marcada.) Después, retire la banda de prueba y apóyela en una superficie limpia y seca. Revise la banda de la prueba después de 10 minutos. El resultado de una prueba POSITIVA es indicado por dos líneas como se muestra abajo.

Procedimiento alternativo: Envuelva el tejido manchado alrededor de un hisopo con punta de algodón húmeda para que el hisopo se sature. Después, gire el hisopo en la taza pequeña que contiene 25 gotas de agua. Repita por dos veces. Realice la Prueba de antígeno prostático - PSA como de costumbre. Este método preserva la mancha en la prenda, que puede enviarse después para el análisis de ADN.

Si está analizando toallas higiénicas (usadas durante el período menstrual de la mujer), coloque 25 ml de agua en la taza de café (para una toalla tamaño normal) o 10 ml para una toalla tamaño mini. Después coloque la toalla dentro de la taza y extráigala repetidamente permitiendo que se remoje en el agua, presionando después. Finalmente, estruje la toalla dentro de la taza y deséchela. Realice la Prueba de antígeno prostático - PSA como de costumbre.

Si está analizando una mancha en una superficie (por ejemplo, en el asiento de un automóvil), después seque la mancha con una pieza pequeña de paño húmedo y extráigala en una taza de café permitiendo que se remoje en el agua, presionando después. Finalmente, estruje el paño dentro de la taza. Repita tres veces. Realice la Prueba de antígeno prostático - PSA como de costumbre.

NOTA: Se recomiendan guantes de látex para estos procedimientos.

